

## PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA ARTRITIS REUMATOIDEA

Copyright © Aepromo, abril 2016  
All rights reserved

**Nota Bene:** Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándolos.

Pueden combinarse las siguientes técnicas:

### Autohemoterapia Mayor (AHTMayor) en 100ml de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O <sub>3</sub> (µg/NmL)	Volumen O <sub>3</sub> (mL)	Dosis (mg)
Primera	20	100	2.0
Segunda	20	125	2.5
Tercera	40	110	4.4
Cuarta	45	110	4.9
Quinta	50	110	5.5

A completar 15 sesiones.

### Autohemoterapia Menor (AHTMenor) en 5ml de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O <sub>3</sub> (µg/NmL)	Volumen O <sub>3</sub> (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	5	0.075
Segunda	20	5	0.10
Tercera	30	5	0.15
Cuarta	35	5	0.175
Quinta	45	5	0.225

A completar 15 sesiones.

### Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O <sub>3</sub> (µg/NmL)	Volumen O <sub>3</sub> (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	100	1.5
Segunda	30	120	3.6
Tercera	35	150	5.2
Cuarta	40	200	8

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 3 meses.

### Infiltraciones intraarticulares

Las infiltraciones se realizan 2 veces por semana, durante 4 semanas. Según la articulación será el volumen de ozono médico a administrar, desde 2 hasta 10ml, las concentraciones varían entre 10 a 20 µg/NmL.

### Técnica del guante. Enfisema subcutáneo.

Hacer un enfisema en cada mano con 20-50mL de ozono a 5-10-15 µg/NmL, dos veces por semana.